

L'EndyMed PRO vient avec une large sélection de pièces à mains 3DEEP de qualité supérieure.

### Raffermisssement et remodelage



**Pièce à main contour**  
Spécialement conçue avec une technologie RF et une technique du vide innovantes pour fournir les meilleurs traitements qui soient en matière de remodelage de corps et de réduction de cellulite.



**Pièce à main Large**  
Spécialement conçue pour traiter le relâchement de la peau, le remodelage du corps et la réduction de circonférence dans des parties du corps plus large.



**Petite pièce à main "Small"**  
Spécialement conçue pour traiter le relâchement de la peau sur de plus petites zones corporelles, telle la zone périombilicale, le cou, les bras et genoux.



**Pièce à main IFine**  
Spécialement conçue pour le traitement des rides et de la peau relâchée aux endroits où la peau est délicate, autour de la bouche et des yeux.

### RF ciblée



**La pièce à main Shaper**  
Pour un raffermisssement, un remodelage et un contour supérieur des zones du corps



**Pièce à main Mini Shaper**  
Pour un traitement RF ciblé de la ligne de la mâchoire, de la zone sous le menton, des bras et des genoux.

### Fractional RF



**Pièce à main Intensif** Pour le traitement des cicatrices d'acné, des rides profondes, des vergetures et des autres problèmes nécessitant un chauffage dermique profond fractionné.



**La pièce à main pour resurfaçage cutané par fractionnement (FSR)**  
Spécialement conçue pour resurfer la peau et pour traiter les peaux rugueuses, l'hyperpigmentation, les rides et les cicatrices, tant sur le visage que sur le reste du corps.

Créé en 2007, EndyMed Medical Ltd. propose aux professionnels et au marché grand public des systèmes de traitements médicaux esthétiques basés sur l'énergie. La technologie de RF 3DEEP, exclusive à EndyMed et approuvée par la FDA, propose une solution non ablative, hautement efficace, dans les domaines suivants : traitement des rides, raffermisssement de la peau du corps et du visage, remodelage corporel et le traitement des cicatrices dues à l'acné.

La technologie 3DEEP® unique et brevetée d'EndyMed génère une énergie de RF dans la peau à une profondeur de 3 couches sans douleur ou risque, pour réactiver la production naturelle de collagène afin d'éliminer les rides, « lifter » et raffermer la peau de façon significative et visible.

Avec 6 générateurs de RF, 3DEEP® est la technologie la plus innovante, la plus récente et la plus cliniquement éprouvée disponible à ce jour. 3DEEP® génère une énergie focalisée dans la profondeur du derme avec un minimum de douleur ou de chaleur épidermique. 3DEEP® offre une pénétration cutanée en profondeur, peu importe la couleur de la peau. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web au <http://www.endymed.com>.

Tel que vu dans :



**ENDYMED™**  
3DEEP SKIN SCIENCE

[www.EndyMed.com](http://www.EndyMed.com)



**ENDYMED™ | PRO**

Plateforme multithérapeutique supérieure à RF

L'EndyMed PRO, alimenté par la technologie unique 3DEEP®, offre des traitements par RF efficaces et innovants pour le raffermisssement non chirurgical de la peau, le remodelage, le micro-aiguillage par RF, du visage, du cou et du corps.

L'EndyMed PRO est une plateforme de traitements tout-en-un polyvalente et évolutive qui s'adapte en fonction de l'évolution de votre pratique, procurant ainsi un impressionnant retour sur investissement.

L'EndyMed PRO est alimenté par une technologie supérieure RF 3DEEP éprouvée en clinique. Avec maintenant 85 W de puissance, l'EndyMed PRO possède la technologie de traitement RF la plus puissante et la plus ciblée sur le marché.


La profondeur du derme, atteignant 52 °C à 55 °C, avec un échauffement épidermique minime. Cela est rendu possible en focalisant délicatement l'énergie du dispositif dans le derme pour un remodelage optimal et indolore du collagène.

Contrairement aux technologies RF unipolaires ou bipolaires, qui sont plus superficielles et peuvent souvent s'avérer douloureuses ou risquées pour l'épiderme, les pièces à main raffermissantes non ablatives génèrent une énergie contrôlée dans


La technologie 3DEEP® d'EndyMed inclut un contrôle en temps réel de l'impédance de la peau, fournissant la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en faisant des ajustements continus basés sur l'impédance tissulaire au-dessus de la zone de traitement actuelle.




### 3DEEP – une énergie profonde et ciblée



**A** RF bipolaire et x-polaire - relativement superficielle et moins efficace.



**B** RF unipolaire - l'énergie se déverse sans contrôle dans les tissus, nécessitant un refroidissement intense.



**C** 3DEEP RF - flux d'énergie profond, focalisé et contenu, sans besoin de refroidissement.

### Traitements populaires par 3DEEP®

- Relissage cutané par fractionnement
- Raffermisssement de la peau
- Réduction des rides
- Remodelage du corps
- Amélioration de la texture
- Réduction des Des cellulites change by de la cellulite
- Réduction de circonférence
- Réduction de l'acné et des cicatrices dues à l'acné.
- Réduction des cicatrices traumatiques
- Réduction des vergetures

### Voyez la différence que peut faire 3DEEP®



Avant



Après

Photos de courtoisie de EndyMed



Avant



Après

Photos avec l'autorisation du Dr. Mark Taylor, É.-U.



Avant



Après

Photos de courtoisie de Dr. Gregory S. Keller



Avant



Après

Photos de courtoisie de Dr. Fiona Wright



Avant



Après

Photos de courtoisie de Dr. Masaki Sato



Avant



Après

Photos de courtoisie de Dr. Fiona Wright



Avant



Après

Photos de courtoisie de Dr. Monica Elman



Avant



Après

Photos avec l'autorisation de la Dre Isabelle Rousseau

### Une expérience de traitement sans égale

- 100 % sécuritaire
- Traitements efficaces et sans douleur
- Convient à tous les types de peau
- Résultats supérieurs immédiats et à long terme
- Ne nécessite pas de temps de convalescence
- Traitement qui prend peu de temps
- Visite express en clinique